



## Cosmo Systems Bauchemie

### Basisinformation

Cosmo Systems GmbH & Co. KG  
D-56427 Siershahn, Bahnhofstraße 15

Tel.: +49 2623 925399-0  
Fax: +49 2623 925399-99  
E-Mail: [cosmo-systems@online.de](mailto:cosmo-systems@online.de)  
Internet: <http://www.cosmo-systems.eu>

### CosmoComp Voranstrich „Grundierung“ Typ GR

#### Lösungsmittelfreie Grundierung auf Styrol-Butadien-Basis

##### Eigenschaften:

Lösungsmittelfreie Grundierung für saugende und wenig saugende Untergründe. Schützt Dünnbettmörtel und Nivellierspachtelmasen vor zu schnellem Wasserentzug, verlängert die offene Zeit, verbessert die Haftung und vermeidet die Bildung von Schwundrissen bei Beschichtungen.

##### Anwendungsgebiete:

Als Haftvermittler auf allen mineralischen zementgebundenen Untergründen.

##### Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C  
Dichte: 1,0 g/m<sup>3</sup>  
pH-Wert: 9  
Farbe: milchgrau

##### Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und eben, sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Frisch eingebaute Zementestriche dürfen nicht mehr als 2 % Restfeuchte (Messung mit CM-Gerät) aufweisen.

##### Verarbeitung:

Das Produkt vor Gebrauch gut umrühren und mit Bürste oder Quast gleichmäßig aufbringen. Nach dem Ablüften kann die Beschichtung aufgebracht werden.

##### Verbrauch:

Abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes: 100 bis 250 g/m<sup>2</sup>.

##### Trockenzeit:

Ist abhängig von der Temperatur und Luftfeuchte. Bei +20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit etwa 2 Stunden.

##### Hinweise für Folgearbeiten:

Nach dem Ablüften von Cosmo Tiefengrund können vorgesehene Produkte aufgebracht werden.

##### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

##### Lagerung:

Bei kühler und frostfreier Lagerung in originalverschlossenem Gebinde 12 Monate.

##### Gefahrhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

##### Entsorgung:

Restentleerte Gebinde können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.



##### Lieferform:

1 kg Flasche  
10 Flaschen / Karton  
48 Kartons / Palette

5 kg Kanister  
90 Kanister / Palette

10 kg Kanister  
50 Kanister / Palette

20 kg Kanister  
24 Kanister / Palette